

# Kit batteria SterilDisk, PasteurDisk Can, SterilDisk Can

La batteria degli SterilDisk è sostituibile anche dall'utente in maniera semplice e veloce. È possibile acquistare nuovi kit batteria (ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione) oppure il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione.



## Accessori

- Strumento apri logger universale
- Strumento apri logger

## Specifiche tecniche

