

## Sistema di fissaggio



Kit completo di strumento per rivettare, 20 rivetti M5 (per puntale filettato dei PasteurDisk Can e degli SterilDisk Can), 20 rivetti M8 (da usare con il dado di bloccaggio), 1 dado bloccaggio. Il kit di fissaggio è particolarmente utile quando è necessario applicare il logger su confezioni chiuse, senza possibilità di accedere all'interno. Adatto solo per logger con puntale da 3 mm di diametro ed almeno 20 mm di lunghezza se usato con rivetti M5 e 30 mm di lunghezza se usato con rivetti M8.



### Accessori

- Dado di bloccaggio
- Rivetti M5
- Rivetti M8
- Stopper in teflon per dado di bloccaggio

